

# Rouvrir en toute confiance

Concentrez-vous sur la réouverture sécuritaire avec une expérience de dépistage de la COVID-19 facile à mettre en œuvre

Le test à domicile pour le dépistage de la COVID-19\* BD Veritor<sup>MC</sup> permet de réaliser un test COVID-19 fiable et auto-administré avec des résultats affichés numériquement et partageables en seulement 15 minutes.

**Veritor<sup>TM</sup>**  
RAPID DIGITAL TEST  
&Go

**BD Veritor<sup>TM</sup>**  
At-Home COVID-19 Test



## Résultats rapides et sans ambiguïté

- Des résultats clairs, affichés numériquement, en 15 minutes
- Une technologie fiable de niveau hospitalier
- Résultats fournis par l'application Scanwell<sup>MD</sup> Health



## Résultats auxquels vous pouvez faire confiance

- Analyse, interprète et affiche des résultats numériques clairs et faciles à lire, en mots et non en lignes, ce qui minimise le risque d'interprétation incorrecte des résultats
- Mécanisme de contrôle interne permettant de confirmer, sans la présence d'un prestataire de soins, qu'un échantillon humain est prélevé
- Les résultats sont vérifiés par l'application, et non interprétés et saisis par l'utilisateur, ce qui augmente la confiance dans les résultats



## Facilité d'utilisation

- Prélèvement nasal sans douleur
- Instructions vidéo étape par étape et minuteurs fournis dans l'application Scanwell<sup>MD</sup> Health
- Autorisé pour une utilisation à domicile, sans ordonnance, avec des échantillons prélevés par auto-écouvillonnage nasal (non observés) chez des personnes âgées de 14 ans et plus




## Partage des résultats en toute transparence

- Conserve un enregistrement numérique sécurisé des résultats, qui peut être consulté à tout moment
- Capacité à s'intégrer aux plateformes numériques qui gèrent l'état de santé des employés à l'échelle grâce à des tableaux de bord, des rapports et des alertes personnalisés

# Confiance dans le test à domicile COVID-19\*

Le test à domicile pour le dépistage de la COVID-19\* BD Veritor<sup>MC</sup> offre une intégration transparente pour un test rapide de la COVID-19 dans le confort de votre maison.

Un flux de travail simple dans l'application guide l'utilisateur tout au long du processus d'essai




**S'INSCRIRE/  
SE CONNECTER**

**SÉLECTIONNER  
UN PROFIL**

**INSTRUCTIONS  
PAR ÉTAPES**


**EXAMEN**



**ÉCRAN DES RÉSULTATS\*\***



*Si votre organisation a opté pour le partage des résultats, les utilisateurs peuvent partager les résultats en toute sécurité via l'application*



**PARTAGE  
FACULTATIF DES  
RÉSULTATS**

BD travaille constamment à la mise à jour de la compatibilité et à l'ajout de nouveaux téléphones intelligents. Vérifiez si votre téléphone portable est compatible et obtenez l'application Scanwell<sup>MD</sup> Health



[BDVeritorAtHome.com/devices](https://BDVeritorAtHome.com/devices)

\*\*L'écran de résultats présenté est uniquement destiné à des fins d'illustration. L'affichage peut varier en fonction de la région et des conseils de santé publique locaux.

# Le test à domicile pour le dépistage de la COVID-19\* BD Veritor<sup>MC</sup>

## Qu'y a-t-il dans la boîte?

1. 1 boîte de trousse avec support de tube
2. 2 écouvillons nasaux
3. 2 cartes à numériser
4. 2 bâtonnets de test
5. 2 tubes (avec liquide) dans une pochette en aluminium
6. Guide de démarrage rapide
7. Feuillet de renseignements sur le produit
8. Fiche de renseignements pour les particuliers



\*La vente de ce test a été autorisée au Canada par Santé Canada en vertu d'une ordonnance provisoire. Ce test n'est autorisé que pour la durée de l'ordonnance intérimaire concernant l'importation et la vente de dispositifs médicaux à utiliser en lien avec la COVID-19, à moins que l'autorisation ne soit révoquée ou révoquée plus tôt; ce test a été autorisé uniquement pour la détection des protéines du SRAS-CoV-2, et non pour d'autres virus ou pathogènes.

Cliquez ou scannez pour plus d'informations



[BDVeritorAtHome.com](https://BDVeritorAtHome.com)

BD Life Sciences, 2100 Derry Road West, Mississauga, ON, CA  
866-979-9408

BD, le logo BD et Veritor sont des marques de commerce de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2022 BD. Tous droits réservés..

